


TKW-MEDICAL DATENBLATT

Cederroth Augendusche



Beschreibung

Die weltweit kleinste Unfallstation für die Augen. Mit Cederroths gepufferter Augenspüllösung erhöhen sich die Chancen, die Augen zu retten. Unsere Augenspüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Spritzer von Alkalien und Säuren und gleicht den pH-Wert des Auges aus. Hierdurch wird ein schnelleres Ergebnis erzielt als mit herkömmlicher Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren.

Vorteile

Bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen (z. B. Zement, Beton oder Kalk) kann die Cederroth Augendusche unbesorgt zum Spülen eingesetzt werden: für eine optimale Spülung ist die Augenspüllösung 100% phosphatfrei.

Die Flasche ist darauf ausgelegt, das Auge ca. eineinhalb Minuten mit kontinuierlich starkem Spülstrahl zu spülen. Die Spüllösung hat die längste Haltbarkeit am Markt: 4,5 Jahre. Die Cederroth Eye Wash-Produkte erfüllen die geltenden Anforderungen der EN 15154-4: 2009.

- **Gepufferte Augenspüllösung mit neutralisierender Wirkung auf Säuren und Alkalien**
- **Phosphatfrei**
- **Ergiebiger Spülstrahl**
- **Haltbarkeit: 4,5 Jahre**

Eye Wash Station Art. Nr. M8CE002



Die Station bietet Platz für 2 Flaschen, die sich bei der Entnahme aus der Wandhalterung öffnen. Die Flaschen sind darauf ausgelegt, das Auge ca. eineinhalb Minuten mit kontinuierlich starkem Spülstrahl zu spülen.

In unserem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden. Mit dem Platz für Produkte nach eigener Wahl kann der Inhalt an den spezifischen Bedarf jedes Arbeitsplatzes angepasst werden

Eye Wash Cabin Art. Nr. M8CE003



Kompakter Augenduschen-Wandhalter, der vor Staub und Wasser schützt. 2 Flaschen Cederroth Augendusche inklusive. Passt auch in kleinere Räume. Transparente Abdeckung für gute Sichtbarkeit. Beim Herausdrehen aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch. So kann sofort mit der Spülung begonnen werden.

Eye Wash Wandhalterung mit 1 oder 2 Flaschen



Stabile, praktische Wandhalterung für die Cederroth Augendusche. Mit der Wandhalterung erhält die Flasche einen festen Platz. So wissen alle, wo die Augendusche zu finden ist. Die Flaschen sind arretiert und werden bei der Entnahme aus der Wandhalterung automatisch geöffnet. Auf diese Weise kann sofort mit der Spülung begonnen werden. Eine nachleuchtende Anleitungstafel liegt bei.

Die Wandhalterung gibt es mit einer (Art. Nr. M8CE004) oder mit zwei Flaschen (Art. Nr. M8CE005).

Eye Wash Koffer Art. Nr. M8CE006



Cederroth Augendusche (5 x 500ml) im Koffer. Ideal zum Mitnehmen, für Arbeiten unterwegs oder während des Transports ins Krankenhaus. Robuster, durchsichtiger Koffer aus Hartkunststoff mit Griff. Leicht zu öffnen: Die gelben, robusten Schiebeverschlüsse werden einfach zur Seite geführt. Mit der Wandhalterung auch an der Wand aufhängbar.



Ersatzflaschen sind für alle Augenspülstationen im Doppelpack erhältlich und haben eine Haltbarkeit von 4,5 Jahren.

Art. Nr. M8CE102